





Fingerschienen

Finger Splints

CE 0482

Erklärung der Piktogramme <i>Explanation of Pictograms</i>	
	Hersteller <i>Manufacturer</i>
	Artikelnummer <i>Article number</i>
	Material (Nummer) <i>Material (number)</i>
	Kennzeichnung, durch die der Hersteller erklärt, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind <i>Product meets the applicable requirements, which are regulated in the EU harmonization legislation for the affixing of the CE marking.</i>

Fingerschienen *Finger Splints*

- 04 LINK Fingerschienen nach Stack
04 *LINK Finger Splints Stack Type*

- 06 LINK Fingerschienen nach Stack für „Knopflochfinger“ |
06 *LINK Finger Splints Stack Type Boutonnière*

- 08 LINK Fingerschienen nach Stack mod. n. Drzezga |
08 *LINK Finger Splints Stack Type modified acc. to Drzezga*

- 09 LINK Fingerschienen nach Stack Stactip |
09 *LINK STACTIP (Stactile) Finger Splints Stack Type*



LINK Fingerschienen nach Stack | *LINK Finger Splints Stack Type*



Indikationen:

Strecksehnenabriss, Schutz bei Fingerspitzen- und Nagelbettverletzungen

Die Fingerschienen nach Stack dienen der Fixierung des distalen Fingergelenkes in Extensionsstellung. Die Kappe über der Phalanx media wird vorzugsweise mit einem VELCRO-Strap fixiert. Das proximale Interphalangealgelenk liegt frei und bleibt beweglich. Dank der perforierten Oberfläche gelangt Luft an die Haut.

Indications:

Avulsion of the extensor digitorum, fingertip and nail bed injuries

The finger splint according to Stack serves to fix the distal finger joint in the extension position. The cap over the phalanx media is preferably fixed with a VELCRO Strap. The proximal interphalangeal joint is exposed and remains mobile. Thanks to the perforated surface, air reaches the skin.

Einzel, hautfarben | *Single, Skintone*

Größe Size	Umfang Circumference	REF	REF**
00	3.5 cm	10-2225/10	10-2225/10P
0	4.0 cm	10-2225/11	10-2225/11P
1	4.5 cm	10-2220	10-2220P
2	5.0 cm	10-2221	10-2221P
3	5.5 cm	10-2222	10-2222P
4	6.0 cm	10-2223	10-2223P
5	6.5 cm	10-2224	10-2224P
5.5	7.0 cm	10-2224/55	10-2224/55P
6	7.5 cm	10-2225	10-2225P
7	8.0 cm	10-2225/07	10-2225/07P
1-5, 6	Standardsortiment (in 6 Größen, je 5 Stück) <i>Standard assortment</i> (6 sizes, 5 pieces each)	10-2226	-
1-7	Großsortiment* (in 8 Größen, je 5 Stück) <i>Large assortment*</i> (8 sizes, 5 pieces each)	10-2226/02	-
00-7	Komplettsortiment* (in 10 Größen, je 4 Stück) <i>Complete assortment*</i> (10 sizes, 4 pieces each)	10-2226/03	-

Einzel, farblos und thermoplastisch | *Single, Clear, Thermoplastic*

Größe Size	Umfang Circumference	REF	REF**
00	3.5 cm	10-2228/10	10-2228/10P
0	4.0 cm	10-2228/11	10-2228/11P
1	4.5 cm	10-2228/01	10-2228/01P
2	5.0 cm	10-2228/02	10-2228/02P
3	5.5 cm	10-2228/03	10-2228/03P
4	6.0 cm	10-2228/04	10-2228/04P
5	6.5 cm	10-2228/05	10-2228/05P
5.5	7.0 cm	10-2228/55	10-2228/55P
6	7.5 cm	10-2228/06	10-2228/06P
7	8.0 cm	10-2228/07	10-2228/07P
1-5, 6	Standardsortiment (in 6 Größen, je 5 Stück) <i>Standard assortment</i> (6 sizes, 5 pieces each)	10-2229	-
1-7	Großsortiment* (in 8 Größen, je 5 Stück) <i>Large assortment*</i> (8 sizes, 5 pieces each)	10-2229/02	-
00-7	Komplettsortiment* (in 10 Größen, je 4 Stück) <i>Complete assortment*</i> (10 sizes, 4 pieces each)	10-2229/03	-

Einzel, hautfarben und gepolstert | *Single Skintone and Padded*

Größe Size	Umfang Circumference	REF
1	4.0 cm	10-2231/01
2	4.5 cm	10-2231/02
3	5.0 cm	10-2231/03
4	5.5 cm	10-2231/04
5	6.0 cm	10-2231/05
5.5	6.5 cm	10-2231/55
6	7.0 cm	10-2231/06
7	7.5 cm	10-2231/07
1-7	Großsortiment* (in 8 Größen, je 5 Stück) <i>Large assortment*</i> (8 sizes, 5 pieces each)	10-2231/90


Einzel, schwarz | *Single, Black*

Größe Size	Umfang Circumference	REF
00	3.5 cm	10-2225/10BL
0	4.0 cm	10-2225/11BL
1	4.5 cm	10-2220BL
2	5.0 cm	10-2221BL
3	5.5 cm	10-2222BL
4	6.0 cm	10-2223BL
5	6.5 cm	10-2224BL
5.5	7.0 cm	10-2224/55BL
6	7.5 cm	10-2225BL
7	8.0 cm	10-2225/07BL

* inklusive 40 VELCRO-Straps (klein und groß, je 20 Stück) | *40 VELCRO straps included (small and large size, 20 pieces each)*

** Verpackung mit je 25 Stück | *Pack with 25 pieces*

LINK Fingerschienen nach Stack für „Knopflochfinger“ | *LINK Finger Splints Stack Type Boutonnière*



Indikationen:

Knopflochdeformität

Diese Fingerschienen nach Stack sind speziell für Finger mit „Knopflochdeformität“ (Boutonnière Deformity) vorgesehen. Auf die leichte dorsale Krümmung wurde in diesen Schienen verzichtet, sodass das proximale Interphalangealgelenk gerade in Extension gehalten wird.

Indications:

Buttonhole deformity

The Stack type Finger Splints have been specially designed for fingers with “buttonhole deformity” (Boutonnière Deformity). The slight dorsal curvature was dispensed within these splints so that the proximal interphalangeal joint is held in extension.

Einzel, hautfarben | *Single, Skintone*

Größe Size	Umfang Circumference	REF	REF**
1	4.5 cm	10-2218/01	10-2218/01P
2	5.0 cm	10-2218/02	10-2218/02P
3	5.5 cm	10-2218/03	10-2218/03P
4	6.5 cm	10-2218/04	10-2218/04P
5	7.0 cm	10-2218/05	10-2218/05P
6	7.5 cm	10-2218/06	10-2218/06P
7	8.0 cm	10-2218/07	10-2218/07P
1-7	Komplettsortiment (in 7 Größen, je 5 Stück) Complete assortment (7 sizes, 5 pieces each)	10-2218/19	-

Einzel, farblos und thermoplastisch | *Single, Clear, Thermoplastic*

Größe Size	Umfang Circumference	REF	REF**
1	4.5 cm	10-2219/01	10-2219/01P
2	5.0 cm	10-2219/02	10-2219/02P
3	5.5 cm	10-2219/03	10-2219/03P
4	6.5 cm	10-2219/04	10-2219/04P
5	7.0 cm	10-2219/05	10-2219/05P
6	7.5 cm	10-2219/06	10-2219/06P
7	8.0 cm	10-2219/07	10-2219/07P
1-7	Komplettsortiment (in 7 Größen, je 5 Stück) Complete assortment (7 sizes, 5 pieces each)	10-2219/11	-

Einzel, hautfarben und gepolstert | *Single Skintone and Padded*

Größe Size	Umfang Circumference	REF
1	4.0 cm	10-2218/11
2	5.0 cm	10-2218/12
3	5.5 cm	10-2218/13
4	6.5 cm	10-2218/14
5	7.0 cm	10-2218/15
6	7.5 cm	10-2218/16
7	8.0 cm	10-2218/17
1-7	Komplettsortiment (in 7 Größen, je 5 Stück) Complete assortment (7 sizes, 5 pieces each)	10-2218/21

Einzel, schwarz | *Single, Black*

Größe Size	Umfang Circumference	REF
1	4.0 cm	10-2218/01BL
2	5.0 cm	10-2218/02BL
3	5.5 cm	10-2218/03BL
4	6.5 cm	10-2218/04BL
5	7.0 cm	10-2218/05BL
6	7.5 cm	10-2218/06BL
7	8.0 cm	10-2218/07BL

** Verpackung mit je 25 Stück | *Pack with 25 pieces*

VELCRO-STRAPS

VELCRO-Straps zur Befestigung der Fingerschienen. Strap um die Schiene legen und mit Klettverschluss fixieren. Überstehendes Strapband abschneiden.

VELCRO STRAPS

VELCRO straps for attaching the finger splints. Place strap around the rail and fasten it with the VELCRO. Cut off excess tape.



zusätzlich lieferbar | *additionally available*

Größe Size		Stückzahl Pieces		REF
klein	small	1 Packung à 25 Stück	25 pieces per package	10-2227/02
groß	large	1 package à 25 Stück	25 pieces per package	10-2227/04

LINK Fingerschienen nach Stack mod. n. Drzezga | LINK Finger Splints Stack Type modified acc. to Drzezga



Indikationen:

Strecksehnenabriss, Fingerspitzen- und Nagelbettverletzungen

Die anpassungsfähigen modifizierten Fingerschienen haben im dorsalen proximalen Anteil einen durchgehenden Schlitz. Beim Anlegen des Fixationsbandes passt sich deshalb die Schiene dem Finger exakt an. Nach Abschwellen des verletzten Fingers kann die Schiene nachjustiert werden.

Indications:

Avulsion of the extensor digitorum, fingertip and nail bed injuries

The adjustable, modified finger splints are split right along the dorsal proximal section. Consequently, when the fixing strap is put into position, the splint fits this area of the finger exactly. As the swelling of the finger subsides, the splint may be adjusted easily.



Einzel, hautfarben | Single, Skintone

Größe Size	Umfang Circumference	REF	REF**
00	4.5 cm	10-2232/10	10-2232/10P
0	4.5 cm	10-2232/11	10-2232/11P
1	5.0 cm	10-2232/01	10-2232/01P
2	5.0 cm	10-2232/02	10-2232/02P
3	5.5 cm	10-2232/03	10-2232/03P
4	6.0 cm	10-2232/04	10-2232/04P
5	5.5 cm	10-2232/05	10-2232/05P
5.5	7.0 cm	10-2232/55	10-2232/55P
6	7.5 cm	10-2232/06	10-2232/06P
7	8.0 cm	10-2232/07	10-2232/07P
00-7	Komplettsortiment* (in 10 Größen, je 4 Stück) Complete assortment* (10 sizes, 4 pieces each)	10-2232/90	-



* inklusive 40 VELCRO-Straps (klein und groß, je 20 Stück) | 40 VELCRO straps included (small and large size, 20 pieces each)

** Verpackung mit je 25 Stück | Pack with 35 pieces

LINK Fingerschienen nach Stack STACTIP |
LINK STACTIP (STACTILE) Finger Splints Stack Type



Indikationen:

Strecksehnenabriss, Fingerspitzen- und Nagelbettverletzungen

Die STACTIP Fingerschienen sind, unter Berücksichtigung der Anatomie, distal, volar über dem terminalen Tastballen gefenstert. Durch dieses Fenster wird es möglich, zu tasten und gewisse sensible Arbeiten mit „Fingerspitzengefühl“ durchzuführen. Eine große Öffnung im dorsalen Bereich der Fingerschiene sorgt für eine gute Luftzirkulation.



Indications:

Avulsion of the extensor digitorum, fingertip and nail bed injuries

In view of the anatomy, the STACTIP Finger Splints have a distal, volar window over the tactile elevation. Thanks to this window, it is possible for the patient to maintain the sense of touch and to carry out certain sensitive tasks. A large opening in the dorsal area of the finger splint ensures good air circulation.



Einzel, hautfarben | *Single, Skintone*

Größe Size	Umfang Circumference	REF
1	4.5 cm	10-2208/01
2	5.0 cm	10-2208/02
3	5.5 cm	10-2208/03
4	6.0 cm	10-2208/04
5	6.5 cm	10-2208/05
5.5	7.0 cm	10-2208/55
6	7.5 cm	10-2208/06
7	8.0 cm	10-2208/07
1-7	Komplettsortiment* (in 8 Größen, je 5 Stück)	Complete assortment* (8 sizes, 5 pieces each) 10-2208/90

Einzel, farblos und thermoplastisch |
Single, Clear, Thermoplastic

Größe Size	Umfang Circumference	REF
1	4.5 cm	10-2209/01
2	5.0 cm	10-2209/02
3	5.5 cm	10-2209/03
4	6.0 cm	10-2209/04
5	6.5 cm	10-2209/05
5.5	7.0 cm	10-2209/55
6	7.5 cm	10-2209/06
7	8.0 cm	10-2209/07
1-7	Komplettsortiment* (in 8 Größen, je 5 Stück)	Complete assortment* (8 sizes, 5 pieces each) 10-2209/90

* inklusive 40 VELCRO-Straps (klein und groß, je 20 Stück) | 40 VELCRO straps included (small and large size, 20 pieces each)

